

# Manuel masque simple

## Principe et application du massage

Cet appareil est conçu pour fonctionner en fonction de la hauteur du contour des yeux. Il fonctionne en conformité avec 22 points d'acupuncture qui doivent être massés pour obtenir le meilleur effet. Le silicone de haute pureté garantit qu'aucun effet secondaire ne se produira sur la peau après le massage. Le procédé breveté de massage des yeux a été inventé pour atteindre l'effet médical maximum pour votre santé. Un petit moteur unique contrôlé par une puce LC produit le meilleur flux magnétique à différentes vitesses et fournit un effet de massage ciblé.

## Ce produit convient pour

1. Les étudiants atteints de myopie, d'hypermétropie, de surutilisation ou qui portent des lunettes à long terme qui provoquent une fatigue oculaire.
2. Les opérateurs informatiques, les comptables, les secrétaires, les enseignants, les chauffeurs, les ouvriers de machines précis, etc.
3. Personnes souffrant de presbytie
4. Les gens avec des cernes et des franges sous les yeux
5. Les personnes souffrant d'insomnie, de maux de tête, de névralgie faciale.

## Calendrier d'utilisation et efficacité

### Guide d'utilisation

Pour prévenir la myopie et atteindre l'effet de beauté des yeux, utiliser l'appareil tous les jours, généralement 3 fois par jour, chaque fois trois à cinq minutes.

### Éliminer la fatigue oculaire

- Chaque œil fermé, de trois à cinq minutes, peut détendre l'œil et l'œil pour réduire la pression intraoculaire. Le port d'un masque de massage oculaire pendant dix minutes avant de s'endormir vous aidera à atteindre une relaxation complète des nerfs oculaires et à garantir un effet de sommeil profond.
- Réduction des rides et amélioration de l'élasticité de la peau
- L'utilisation quotidienne de cinq à dix minutes aidera à éliminer la mauvaise circulation sanguine qui cause les poches sous les yeux et les cernes. Une telle utilisation renforce les cellules des yeux et lisse les rides de l'œil, rend la peau plus brillante et élastique.

## Méthode de fonctionnement

### Préparation avant utilisation

- Si vous portez des lentilles de contact, veuillez les retirer au préalable.

- Veuillez confirmer que le bouton de massage doux est propre (s'il est sale, utilisez un chiffon humide pour essuyer la saleté). Veuillez ne pas utiliser l'appareil si vous avez des blessures aux yeux.

### Installez la batterie

- Ouvrez le couvercle du boîtier de la batterie à l'intérieur de l'unité principale
- Insérez deux piles sèches n° 7 à l'intérieur
- Fermez le couvercle de la batterie (vérifiez que les pôles positif et négatif de la batterie sont corrects et que le couvercle de la batterie est fermé)

### Méthode d'opération

1. Mettez l'appareil sous tension. Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode de cycle automatique. Changer automatiquement le massage selon la séquence des neuf programmes. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour arrêter la machine immédiatement.
2. Appuyez sur la touche de fonction pour basculer automatiquement un mode (voir le tableau 1 ci-dessous)
3. Appuyez sur la touche de temps pour sélectionner une période de 3 minutes ou 5 minutes.

### TYPES DE PROGRAMME

1. Mode automatique. Utilisez ce mode pour régler les 2 à 8 modes suivants en 15 minutes de manière répétée.
2. Type fort; vibre fortement
3. Milieu de gamme
4. Faible
5. Doux
6. Confortable
7. Marteau, toutes les 0,5 secondes il y aura un massage par pulsations
8. Marteau, toutes les 0,25 secondes il y aura un massage par pulsations
9. Marteau rapide, toutes les 0,2 secondes il y aura un massage par impulsion.

### MAGNET IFO

- Lorsque la pierre de santé du bouton de massage tombe, veuillez le réinsérer
- Lors de l'installation de pierre de santé, éteignez l'alimentation

### Précautions de sécurité

Veuillez suspendre l'utilisation de ce produit dans les cas suivants

- Blessure aux yeux ou inflammation
- Tête blessée
- Les personnes ayant des brûlures ou des maladies de la peau autour des yeux

1. Ce produit ne peut pas être chargé. N'utilisez pas la batterie et la ligne d'alimentation en même temps.
2. Ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau
3. N'utilisez pas ce produit dans des endroits chauds tels que des salles de bains
4. Évitez la lumière directe du soleil pour prévenir le vieillissement prématuré du silicone souple qui le rend jaune
5. Les personnes ayant une myopie élevée sont recommandées d'utiliser un dispositif sous la direction d'un médecin
6. Les enfants de moins de 8 ans doivent être instruits par des adultes
7. Lorsque vous utilisez ce produit ne marchez pas à l'extérieur
8. Vous ne pouvez pas utiliser le produit en conduisant votre voiture
9. Les personnes qui ont subi une blessure à l'œil ou qui ont subi une chirurgie oculaire doivent utiliser l'appareil après leur retour à un état normal.
10. Mieux vaut ne pas utiliser l'appareil lorsque vous portez des lentilles de contact
11. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil plus de 20 minutes
12. Ne pas enlever la pierre de santé
13. Ne pas appuyer sur le bouton de massage doux
14. Pour l'alimentation utiliser la batterie sèche n ° 7
15. Les bornes positive et négative de la batterie ne peuvent pas être inversées
16. Vous ne devez pas modifier ou ouvrir l'appareil pour réparer

## Dépannage

### Après l'utilisation

- Retirez le protecteur oculaire de l'oeil
- Nettoyez la pierre de santé et le bouton de massage pour le garder propre
- Tenir à l'écart de la température et de l'humidité élevées
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer la batterie
- Il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur tous les quatre mois avec le nettoyage des trous amovibles

### Lorsqu'une exception se produit

L'alimentation électrique ne fonctionne pas La batterie est-elle épuisée? Remplacer la batterie

Le pôle positif et négatif de la batterie est-il correct? Installez la batterie correctement

Avez-vous atteint la bonne position de switcher? Répéter

le fonctionnement du commutateur Tremble faible ne peut pas être chronométré La batterie est épuisée? Remplacer la batterie

Avez-vous atteint la bonne position du commutateur? Répéter l'opération de commutation

Sensation de souffle Avez-vous utilisé l'appareil pendant trop longtemps? Sélectionnez le moment approprié pour utiliser

la boucle élastique en nylon est trop serrée? Relâchez la boucle de ruban de nylon

La pierre de santé est-elle tombée? S'il vous plaît mettre sur les pierres de santé

Soft massage bouton décoloration A l'entretien a été fait après utilisation? S'il vous plaît essuyer avec un chiffon humide

Avez-vous porté des produits cosmétiques? S'il vous plaît essuyer avec un chiffon humide